

DE

Unitip Applier II

Nur zur Verwendung durch zahnmedizinisches Fachpersonal nach den empfohlenen Indikationen

EMPFOHLENE INDIKATIONEN:

Applier zur präzisen und einfachen Dosierung von GC Unitips.

ANWENDUNG

- Legen Sie den Unitip in den Spender, bis er einrastet.
- Zum Herausdrücken des Komposits langsam und mit konstantem Druck applizieren.
- Unitip nach der Verwendung herausnehmen und entsorgen.
- Nach der Verwendung überschüssiges Material und Ablagerungen vom Applier abwischen.

HANDELSFORM

1 Stück

VORSICHT

Applier im Autoklaven sterilisieren oder nach den Angaben des Herstellers **heiß trocken**n. Die Temperatur sollte 140°C (285°F) nicht überschreiten. Eine chemische Reinigung wird nicht empfohlen; der Applier sollte nicht in Kontakt mit Alkohol, Aceton, Keton und Formaldehyd gelangen.

Zuletzt aktualisiert: 11/2009

EN

Unitip Applier II

For use only by a dental professional in the recommended indications

RECOMMENDED INDICATIONS:

Applier for precise and easy dispensing of GC unitips.

HOW TO USE

- Place unitip into the syringe barrel and snap into place.
- Apply slow and steady pressure to extrude the composite.
- Remove and dispose unitip after use.
- After use, wipe off excess material and debris from the applier.

PACKAGE

1 piece

CAUTION

Sterilize the applier in autoclave or dry heat according to the manufacturer instructions. Temperature should not exceed 140°C (285°F). Chemical cleaning is not recommended; alcohols, acetone, ketone and formaldehyde should not come in contact with the syringe.

Last revised: 11/2009

Zuletzt aktualisiert: 11/2009

FR

Unitip Applier II – Applicateur II d’unitip

Utilisation par un professionnel dentaire et selon les recommandations d’utilisation

INDICATIONS

Applicateur pour une utilisation précise et simple des unitips.

COMMENT L’UTILISER ?

- Placez correctement l’unitip dans son encoche
- Appliquez une pression lente et régulière pour extraire le composite.
- Retirez l’unitip après utilisation
- Après utilisation, retirez les excès de matériau de l’applicateur.

CONDITIONNEMENT

1 pièce

PRECAUTIONS

Stérilisez l’applicateur par autoclave ou par chaleur sèche selon les instructions du fabricant. La température ne doit pas excéder 140°C (285°F). Un nettoyage chimique n’est pas recommandé ; les solutions alcooliques, l’acétone, et le formaldéhyde ne doivent pas entrer en contact avec la seringue.

Dernière mise à jour: 11/2009

IT

Unitip Applier II

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate

INDICAZIONI RACCOMANDATE:

Applicatore per una facile e precisa estrazione delle GC unitip.

MODO D’USO

- Inserire la unitip nel cilindro della siringa e farle fare uno scatto per bloccarla in situ.
- Estrarre il composito applicando una pressione lenta e costante.
- Rimuovere e gettare la unitip dopo l’uso.
- Eliminare il materiale in eccesso e i residui dall’applicatore dopo ciascun uso.

CONFEZIONE

1 pezzo

AVVERTENZE

Sterilizzare l’applicatore in autoclave o con calore secco secondo le istruzioni del produttore. La temperatura non deve superare i 140°C (285°F). Si sconsiglia di pulire con prodotti chimici. Evitare che la siringa venga a contatto con alcol, acetone, chetone o formaldeide.

Ultima revisione: 11/2009

ES

Unitip Applier II

Para uso sólo por un profesional dental en las indicaciones recomendadas

INDICACIONES RECOMENDADAS:

Aplicador de precisión y fácil dispensación para los unitips de GC.

CÓMO USAR

- Coloque la unitip en el carril de la jeringa y encájela en el lugar.
- Aplique una presión lenta y constante para extruir el composite.
- Retire y deseche el unitip después de su uso.
- Después del uso, limpie el exceso de material y restos del aplicador

PRESENTACIÓN

1 pieza

PRECAUCIÓN

Esterilizar el aplicador en el autoclave o con calor seco, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. La temperatura no debe exceder de 140°C (285 °F). No se recomienda una limpieza química; alcoholes, cetonas y formaldehídos no debe entrar en contacto con la jeringa.

Última revisión: 11/2009

NL

Unitip Applier II

Alleen te gebruiken door tandheekkundig gekwalificeerden in de vermelde toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN:

Tang voor het gemakkelijk en nauwkeurig leegdrukken van GC unitips.

HOE TE GEBRUIKEN?

- Breng de unitip in het spuitpistool, daarna aangedruken tot hij vastklemt.
- Druk langzaam en gelijkmatig om het compositiet te extruderen.
- Verwijder de unitip en werp deze na gebruik weg.
- De tang na gebruik schoonmaken en ontdoen van verontreinigingen.

VERPAKKINGEN

1 stuk

WAARSCHUWINGEN

Steriliseer de tang door middel van een autoclaaf of hetelucht volgens de gebruiksaanwijzingen van de desbetreffende fabrikant. De temperatuur mag niet de 140°C (285°F) te boven gaan. Chemisch reinigen wordt niet aanbevolen. De tang mag niet in contact komen met alcohol, aceton, keton en formaldehyde.

Laatste aanpassing: 11/2009

DA

Unitip Applier II

Må kun benyttes af professionelt personale til anbefalede indikationer

REKOMMENDEREDE INDIKATIONER:

Applieren benyttes til præcis og let applicering af GC unitips.

BRUGERVEJLEDNING

- Placer unitippen i sprøjten og klik den på plads
- Applicer kompositten langsomt og med et konstant pres
- Fjern og smid unitippen ud efter brug
- Rengør applieren for materialerester efter brug

FORPAKNING

1 styk

OBS

1. Steriliser applieren i en autoclave eller en tørsterilisator efter producentens anbefalinger. Temperaturen må ikke overstige 140C

2. Kemisk rensning anbefales ikke: alcohol, acetone, ketone og formaldehyd må ikke komme i kontakt med sprøjten

Sidst revideret: 11/2009

SV

Unitip Applier II

Endast för professionella utövare och inom de rekommenderade indikationerna.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER:

Doseringspistol för exakt och enkel dosering av GC unitips.

SA HÄR GÖR MAN

- Placera unitipen i pistolen och tryck den på plats .
- Applicera långsamt och med jämt tryck för att trycka ut kompositen.
- Avlägsna unitipen från pistolen efter användning.
- Efter användning torka bort överflödigt material och debris från pistolen.

FÖRPACKNING

1st Unitip Applier II

NOTERA

Sterilisera pistolen i en autoklav eller torrsterilisera beroende på tillverkarens instruktioner. Temperaturen bör inte överskrida 140°C (285°F). Kemisk rengöring rekommenderas inte; alkohol, aceton, keton och formaldehyd bör inte komma i kontakt med sprutan.

Reviderad senast: 11/2009

ET

UNITIP APLIKAATOR II

Professionaalseks kasutamiseks vaid hambaravis soovituslikel näidustustel

NÄIDUSTUSED:

GC Unitip – kapslimaterjalide täpseks ja lihtsaks doseerimiseks.

KUIDAS KASUTADA

- Aseta unitip kapsel aplikaatorisse.
- Rakenda aeglast ja ühtlast survet, et komposiit väljuks kapslist.
- Pärast kasutamist eemalda kapsel ja viska ära.
- Eemalda aplikaatorile jäänud materjali jäägid.

PAKEND

1 tükk

HOIATUS

1. Steriliseeri aplikaator autoklaavvis või kuumuta kuivalt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Temperatuur ei tohiks ületada 140°C (285°F).

2. Keemiline puhastamine ei ole soovitav. Alkohol, atsetoon, ke-tonperoksiid ja formaldehüüd ei tohiks kokku puutuda aplikaatoriga.

Zuletzt parandatud: 11/2009

PT

Unitip Applier II

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas

INDICAÇÕES RECOMENDADAS:

Aplicador para um doseamento fácil e preciso de pontas Unitip CG.

COMO UTILIZAR

- Coloque a ponta Unitip no cano da seringa e encaixe no lugar.
- Aplique uma pressão lenta e contínua para extrair o compósito.
- Retire e elimine a ponta Unitip após a utilização.
- Após a utilização, limpe o material em excesso e quaisquer detritos do aplicador.

EMBALAGEM

1 unidade

CUIDADO

Esterilize o aplicador no autoclave ou com calor seco, em conformidade com as instruções do fabricante. A temperatura não deve exceder os 140°C (285°F). A limpeza química não é recomendada; álcoois, acetona, cetonas e formaldeído não devem entrar em contacto com a seringa.

Zuletzt parandatud: 11/2009

EL

Unitip Applier II

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Πιστόλι εφαρμογής για ακριβή και εύκολη δόσομέτρηση των καψουλών μονής χρήσης της GC.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε την κάψουλα μονής χρήσης στη σύριγγα και πιέστε να κλειδώσει στη θέση της.
- Εφαρμόστε αργή και σταθερή πίεση για εξώθηση της ρητίνης.
- Αφαιρέστε και απορρίψτε την κάψουλα μετά τη χρήση.
- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε την περίσσεια υλικού από το πιστόλι εφαρμογής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποστειρώστε το πιστόλι εφαρμογής σε αυτόκαυστο κλιβανο ή κλιβανο ξηράς θερμότητας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 140°C (285°F). Δεν συστήνεται η χημική απολύμανση; προϊόντα όπως αλκοόλες, ακετόνη, κετόνη και φορμαλδεϋδή δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το πιστόλι εφαρμογής.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου: 11/2009

DISTRIBUTED BY
GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode – Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium
TEL: +32 16 74 10 00

MANUFACTURED BY
CENTRIX, INC
770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
TEL: +01 203 929 5582

	
---	---

© 2010 012059 REV B

BG

Unitip Applier II:

За употреба само от дентални специалисти по препоръчаниите индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ:
Апликатор за прецизно и лесно нанасяне на компюли на GC.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
1. Поставете компюлата в цилиндъра за шприцата, докато тя шракне на мястото си.
2. Приложете бавно и равномерно налягане, за да излезе композитът.
3. Отстранете и изхвърлете компюлата след употреба.
4. След употреба избършете остатъци от материал и замърсяване от апликатора.

ОПАКОВКА
1 Брош

ВНИМАНИЕ

• Стерилизирайте апликатора в автоклав или в сух стерилизатор според изискванията на производителя. Температурата не трябва да надвишава 140°C (285°F).
• Не се препоръчва химично почистване; алкохоли, ацетони, кетони и формалдехиди не трябва да контактуват с шприцата.

Последна редакция : 11/2009

CS

Unitip Applier II

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE:
Aplikátor pro přesné a snadné dávkování materiálů z GC unitipů.

POUŽITÍ

- Vložte unitip do válce stříkačky a pevně ho zatlačte na určené místo.
- Za pomalého a stálého tlaku vytlačte kompozit.
- Odstraňte a zlikvidujte použitý unitip.
- Po použití pečlivě odstraňte zbytky materiálu z aplikátoru.

BALENÍ
1 kus

UPOZORNĚNÍ
Sterilizujte aplikátor v autoclávu nebo horkým vzduchem dle pokynů výrobce. Teplota by neměla přesáhnout 140°C (285°F).
Chemické čištění není doporučeno; alkohol, aceton a formaldehyd by neměly přijít do kontaktu se stříkačkou.

Posledně upravené: 11/2009

Revizuit la: 11/2009

HR

Unitip Applier II

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama

PREPORUČENE INDIKACIJE:
Aplikator GC uložaka za točno i lako doziranje

NAČIN UPORABE
1. Uložak postaviti u komoru štrcaljke tako da škljocne u mjestu.
2. Polaganim i stalnim pritiskom istisnuti kompozit.
3. Nakon uporabe odstraniti i odložiti uložak.
4. Nakon uporabe odstraniti višak i ostatak materijala s aplikatora.

PAKIRANJE
1 komad

UPOZORENJE
Aplikator sterilizirati u autoclavu ili suhom toplinom sukladno uputama proizvođača. Temperatura ne smije prelaziti 140°C.
Kemijsko čišćenje se ne preporuča; alkohol, acenton, keton i formaldehyd ne smije doći u dodir sa štrcaljkom.

Zadnja revizija: 11/2009

Naposledy upravené: 11/2009

HU

Unitip Applier II

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
Adagolópisztoly a GC unitip patronos kiserelésű anyagainak precíz és könnyű kiadagolásához.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Helyezze az unitip patront az adagolópisztolyba, és csúsztassa a helyére.
2. Állandó nyomással lassan adagolja ki az anyagot.
3. Használat után távolítsa el és dobja ki a patront.
4. Használat után törölje le az adagolópisztolyról az esetleges anyagmaradékot.

KISZERELÉS
1 darab

FIGYELMEZTETÉS
Az adagolót autoklávban vagy hőlégsterilizálóban sterilizálhatja a készülmék gyártójának útmutatása alapján. Az üzemi hőmérséklet ne haladj meg a 140°C-ot (285°F).
Kémiai fertőtlenítőszerek alkalmazása nem ajánlott; az adagoló ne érintkezzen alkohollal, ketonnal vagy formaldehiddel.

Utoljára módosítva: 11/2009

PL

Unitip Applier II

Do stosowania tylko przez wykwalifikowany personel dentystyczny według zaleconych wskazań.

WSKAZANIA:
Aplikator do precyzyjnego i łatwego nakładania materiału konfekcjonowanego w jednorazowych ampułkach GC.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Umieścić ampułkę w cylindrze strzykawki i dociskając umocować.
2. Stosować powolny i równomierny nacisk w celu wydobycia kompozytu.
3. Po użyciu ampułkę wyjąć i zutylizować.
4. Po każdym użyciu usunąć resztki materiału i zetrzeć pozostałości z aplikatora.

OPAKOWANIE
1 sztuka

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Aplikator sterylizować w autoklawie lub na sucho gorącym powietrzem zgodnie z instrukcjami producenta. Temperatura nie powinna przekraczać 140°C.
Oczyszczanie chemiczne nie jest zalecane; alkohol, aceton, keton i formaldehyd nie powinny mieć kontaktu ze strzykawką.

Ostatnia aktualizacja: 11/2009

RO

Unitip Applier II

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicațiilor recomandate.

INDICAȚII RECOMANDATE:
Apliator pentru o dozare exactă și ușoară a unitipurilor GC.

MOD DE UTILIZARE
1. Introduceți unitipul în corpul seringii și fixați-l în poziția corectă.
2. Aplicați o presiune ușoară și constantă pentru a doza compozitul.
3. Îndepărtați și aruncați unitipul după utilizare.
4. După utilizare, ștergeți excesul de material și praful dentinar de pe aplicator.

AMBALARE
1 bucată

ATENȚIE
Sterilizați aplicatorul în autoclav sau la căldură uscată conform instrucțiunilor producătorului. Temperatura nu trebuie să depășească 140°C (285°F).
Curățarea chimică nu este recomandată; alcoolul, acetona, ketona și formalhida nu trebuie să intre în contact cu seringă.

Revizuit la: 11/2009

Naposledy upravené: 11/2009

SK

Unitip Applier II

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE:
Aplikátor pre presné a ľahké dávkovanie z GC unitipsov.

AKO SA POUŽÍVA
1. Vložte unitip do valca striekačky a priložte na určené miesto.
2. Za použitia pomalého a stáleho tlaku vytlačte kompozit.
3. Odstráňte a zlikvidujte použitý unitip.
4. Po použití odstráňte zvyšky materiálu z aplikátora.

BALENIE
1 kus

UPOZORNENIE
Aplikátor sterilizujte v autokláve alebo horúcim vzduchom podľa pokynov výrobcu. Teplota nesmie presiahnuť 140°C (285°F).
Chemické čistenie sa neodporúča; alkohol, acetón, ketón a formaldehyd nemôžu prísť do kontaktu so striekačkou.

Naposledy upravené: 11/2009

SL

Unitip Applier II

Uporaba samo za stomatologe in priporočene indikacije

PRIPOROČENE INDIKACIJE:
Aplikator za natančno in enostavno aplikacijo GC unitipov.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Vstavite unitip v ležišče aplikatorja.
2. Aplicirajte počasi in z enakomernim pritiskom, da iztisnete kompozit.
3. Odstranite in zavrzite unitip po uporabi.
4. Po uporabi odstranite viške materiala z aplikatorja.

PAKIRANJE
1 kom

OPOZORILO
Sterilizirajte aplikator v avtklavu ali v suhi sterilizaciji, glede na navodila proizvajalca. Temperature ne sme preseči 140°C (285.F).
Kemično čiščenje ni priporočljivo; alkohol, aceton, keton i formaldehydi ne smejo priti v stik z brizgo.

Zadnja izdaja : 11/2009

SR

Unitip Applier II

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama

PREPORUČENE INDIKACIJE:
Aplajer za precizno i jednostavno istiskivanje iz GC uložaka.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Postavite uložak na vrh tube i usmerite u željenom pravcu.
2. Laganim pritiskom istisnite kompozit.
3. Uklonite uložak posle upotrebe.
4. Posle korišćenja, očistite višak materijala sa aplajera.

PAKOVANJE
1 komad

ODRŽAVANJE
Sterilišite aplajer u autoclavu ili vručim vazduhom u skladu sa uputstvom proizvođača. Temperatura ne treba da bude veća od 140°C (285°F).
Ne preporučuje se hemijsko čišćenje; alkohol, aceton, keton i formaldehyd ne treba da dođu u dodir sa špricom.

Poslednja revizija : 11/2009

UK

Аплікатор для канюль II

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
Аплікатор для точного та легкого дозування матеріалу з канюль GC.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
Аплікатор для точного та легкого дозування матеріалу з канюль GC.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. Зафіксуйте канюлю в пістолеті.
2. Застосовуйте рівномірне зусилля для повільного видавлювання композиту.
3. Після використання зніміть та утилізуйте канюлю.
4. Після використання очистіть поверхню аплікатора від залишків матеріалу та сторонніх частинок.

УПАКОВКА
1 шт.

УВАГА
Стерилізуйте аплікатор в автоклаві або сухожаровій шафі відповідно до вказівок виробника. Робоча температура не повинна перевищувати 140 °C (285 °F).
Не рекомендується проводити хімічну очистку аплікатора: не допускайте контакту виробу зі спиртами, ацетоном, кетоном чи формальдегідом.

Останні зміни внесено: 11/2009

TR

ÖNERİLEN DURUMLAR
GC Unitip 'ler için kolay ve hassas uygulama tabancası.

KULLANIM YÖNTEMİ

1. Unitip ucunu şırınga haznesine yerleştirin ve yerine oturtun.
2. Kompoziti uygulamak için yavaşça ve sabit güçle basınç uygulayın.
3. Kullanıkdan sonra Unitip ucunu çıkarın ve atın.
4. Kullanımdan sonra tabancadaki fazla malzemeyi ve artıkları temizleyin.

ÖNERİLEN DURUMLAR
GC Unitip 'ler için kolay ve hassas uygulama tabancası.

KULLANIM YÖNTEMİ

1. Unitip ucunu şırınga haznesine yerleştirin ve yerine oturtun.
2. Kompoziti uygulamak için yavaşça ve sabit güçle basınç uygulayın.
3. Kullanıkdan sonra Unitip ucunu çıkarın ve atın.
4. Kullanımdan sonra tabancadaki fazla malzemeyi ve artıkları temizleyin.

PAKET
1 adet

UYARI
Tabancayı üretici talimatlarına göre otoklavda veya kuru ısıtma ile sterilize edin. Sicaklık 140°C'yi (285°F) geçmemelidir.

Kimyasal temizlik önerilmez; alkol, aseton, keton ve formaldehit şırınga ile temas etmemelidir.

Son Güncelleme: 11/2009

LV

Unitip Applier II

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai rekomendētās indikācijās.

RECOMMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS:
Aplikators GC kompozīta kapsulām materiāla izspiešanai no kapsulas.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Ievietojiet kapsulu aplikatorā.
- Ar lēnu un mērenu spiedienu izspiest kompozītu.
- Pēc izmantošanas kapsulu izņem un izmet.
- Pēc lietošanas notīrīt aplikatoru no materiāla pārpalikumiem un netrūmiem.

IEPAKOJUMS
1 gabals

BRĪDINĀJUMS
Aplikatoru var sterilizēt autoklāvā vai sausā gaisa sterilizatorā ievērojot ražotāja instrukcijas.
Temperatūra nedrīkst pārsniegt 140°C (285°F).
Nav ieteicama ķīmiskā tīrīšana, spirts, acetons, ketons un formaldehīds nedrīkst nonākt kontaktā ar šļirci.

Pēdējo reizi pārskatīts : 11/2009

LT

Unitip Applier II

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui,pagal rekomenduojamas indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS:
Dozatorius skirtas GC medžiagos, esančios kapsulėse tikslėsniam ir lengvesniam dozavimui.

NAUDOJIMAS
1. Įdėkite kapsulę į švirkšto korpusą ir užfiksuokite.
2. Norėdami išspausti kompozito lėtai ir vienodai spūstelkite dozatorių.
3. Po naudojimo kapsulę išimkite ir išmeskite.
4. Nuo dozatoriaus nuvalykite medžiagos likučius.

PAKUOTĖ
1 vienetas

DĖMESIO
Vadovaujantis instrukcijomis dozatorius gali būti autoklavuojamas arba sterilizuojamas karštu oru.
Temperatūra neturėtų viršyti 140°C (285°F).
Ivairūs cheminiai dezinfektantai,- alkoholiai, acetonas, ketonai ar formaldehidas gali pažeisti doza-torių, todėl jų naudojimas nerekomenduotinas.

Patikslinta: 2009 11

Patikslinta: 2009 11

RU

Unitip Applier II

Пистолет для Унидоз II
Инструмент предназначен только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Пистолет для точного и лёгкого извлечения материалов производства компании GC, выпускаемых в форме унидоз.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Установите унидозу в верхнюю часть шприца и со щелчком вставьте на место.
2. Медленно и равномерно надавливайте на поршень, чтобы извлечь материал.
3. После использования унидозы выньте оболочку из пистолета и утилизируйте её.
4. После работы удалите излишки/остатки материала с поверхности пистолета.

УПАКОВКА
Пистолет для Унидоз II 1 штука

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Стерилизуйте пистолет в автоклаве или с помощью сухого жара в соответствии с инструкциями производителя по работе с данной аппаратурой.
Температура цикла не должна превышать 140°C (285°F).
Не рекомендуется производить химическую очистку инструмента; не допускайте контакта шприца со спиртами, ацетоном, кетоном и формальдегидом.

Последняя редакция: 11/2009