


MESTRA®

BATIDORA PEQUEÑA Y GRANDE

SMALL & LARGE MIXEL CUP

BATTEUR PETIT - GRAND

R-060220 - R-060230



MESTRA®

BATIDORA PEQUEÑA
SMALL MIXEL CUP
BATTEUR PETIT
R-060220

Nº	Ref.	CONCEPTO	Description
1	060220 - 01	Manilla	Handle
2	060220 - 02	Racor	Connector
3	060220 - 03	Cuerpo	Body
4	060220 - 04	Junta tórica cuerpo	Body O-ring
5	060220 - 05	Tapa metacrilato Ø102 mm	Methacrylate lid Ø102 mm
6	060220 - 06	Junta tórica tapa Ø86 mm	Lid O-ring Ø86 mm
7	060220 - 07	Junta tórica tornillo	O-ring screw
8	060220 - 08	Tornillo tapa	Lid screw
9	060220 - 09	Junta tórica pala	Blade O-ring
10	060220 - 10	Pala	Blade
11	060220 - 11	Bol Ø102 mm	Bowl Ø102 mm

BATIDORA GRANDE
LARGE MIXEL CUP
BATTEUR GRAND
R-060230

Nº	Ref.	Descripción	Description
1	060220 - 01	Manilla	Handle
2	060220 - 02	Racor	Connector
3	060220 - 03	Cuerpo	Body
4	060220 - 04	Junta tórica cuerpo	Body O-ring
5	060230 - 05	Tapa metacrilato Ø147 mm	Methacrylate lid Ø147 mm
6	060230 - 06	Junta tórica tapa Ø134 mm	Lid O-ring Ø134 mm
7	060220 - 07	Junta tórica tornillo	O-ring screw
8	060220 - 08	Tornillo tapa	Lid screw
9	060220 - 09	Junta tórica pala	Blade O-ring
10	060230 - 10	Pala	Blade
11	060230 - 11	Bol Ø148 mm	Bowl Ø148 mm