

## Everybody's Delara



Delara®

Delara voldoet aan iedere behoefte door het bieden van een levendige oppervlaktestructuur en unieke layering. De moderne en heldere kleuren zorgen voor een fris en levendig uiterlijk.

Met haar levendige oppervlaktestructuur en unieke layering in combinatie met moderne en heldere kleuren voor een fris en levendig uiterlijk, voldoet Delara aan iedere behoefte van een modern tandtechnisch laboratorium en tand-prothetische praktijk.

- **Eenvoudige verwerking met voorspelbare resultaten:** vrijheid tijdens het opstellen zonder overmatig beslijpen of veranderen van de basisvorm en layering effecten. De polijstbuffer, basale slijpreserve en geoptimaliseerde incisale rand vereenvoudigen het opstellen.
- **Flexibiliteit:** grotere interdentale ruimtes, volledig kleurengamma, proces geoptimaliseerde en anatomische vormen – voor alle indicaties en opstellingen.
- **Esthetiek:** translucient effect voor een frisse en levendige uitstraling, samen met moderne kleuren, een levendige oppervlaktestructuur en dynamische lichtbreking.

Daarom noemen wij het “Everybody's Delara”.

*“Delara frontelementen zijn in de mond heel natuurlijk en mooi dankzij de unieke oppervlaktestructuur. Daarnaast zijn ze, met name de molaren, eenvoudig op te stellen. Met Delara heeft u een ruime keuze in opstel mogelijkheden waarbij beslijpen tot een minimum beperkt is.”*



Ilkka Garaisi

Is al meer dan 25 jaar tandprotheticus en heeft meer dan 7.000 patiënten voorzien van een volledige prothese. Hij is voorzitter van de EHT-federatie in Finland, leraar op de opleiding voor tandprotheticus en de Finse vertegenwoordiger in de IFD.



Delara®

Delara®

Vormenkaart



Deze vormenkaart voldoet aan EN ISO 22112:2017.

**Contact in de Benelux**  
Kulzer Benelux B.V.  
Postbus 986  
NL-2003 RZ Haarlem  
T +31 (0)23 543 42 50  
info-benelux@kulzer-dental.com

0059-09-2018

Delara®

De moderne allround tandenlijn voor dagelijks gebruik met natuurlijke esthetiek.

Giving a hand to oral health.



Delara 6 tanden

SMALL

<b>T 42</b> ▽		42,39 9,58 7,95	<b>S 44</b> □		44,52 10,37 8,3
<b>O 43</b> ○		44,19 10,49 8,3	<b>T 44</b> ▽		45,05 10,52 8,24
<b>S 43</b> □		43,88 9,59 8,23	<b>R 45</b> □		44,96 10,61 8,24

MEDIUM

<b>T 45</b> ▽		45,71 11,27 8,37	<b>O 47</b> ○		48,13 11,43 9,09
<b>T 46</b> ▽		46,53 10,68 8,69	<b>R 47</b> □		47,5 11,49 8,76
<b>R 46</b> □		46,49 10,14 8,78	<b>S 48</b> □		48,97 11,29 9,07

LARGE

<b>R 48</b> □		48,8 12,96 9,26	<b>S 50</b> □		50,99 11,77 9,63
<b>T 49</b> ▽		49,58 12,22 9,08	<b>O 51</b> ○		52,19 12,43 9,81
<b>R 49</b> □		48,7 10,87 9,29	<b>R 52</b> □		52,14 13,58 9,78

<b>L 33</b>		33,57 9,37 5,15	<b>L 38</b>		36,63 10,51 5,79
<b>L 35</b>		34,62 9,47 5,35	<b>L 39</b>		38,32 10,82 5,9
<b>L 36</b>		35,56 9,1 5,53			

Delara 8 kiezen

<b>30</b> U		29,5 9,13	<b>34</b> U		32,97 10,22
<b>L</b>		31,35 8,14	<b>L</b>		35,32 9,28
<b>32</b> U		30,95 9,53	<b>36</b> U		34,78 10,9
<b>L</b>		33,13 8,78	<b>L</b>		37,34 9,85

**Voorbeelden**

<b>T 42</b>	42,39 9,58 7,95	20°	<b>30 U</b>	29,5
<b>L 33</b>	33,57 9,37 5,15	20°	<b>30 L</b>	31,35

Vormen en combinatiemogelijkheden

	Tanden boven	Tanden onder	Kiezen
▽	T 42	L 33	30 + 32
	T 44	L 33 + L 35	30 + 32
	T 45	L 33 + L 35 + L 36	32 + 34
	T 46	L 35 + L 36 + L 38	32 + 34
	T 49	L 38 + L 39	36
○	O 43	L 33 + L 35 + L 36	30 + 32
	O 47	L 38 + L 39	34
	O 51	L 38 + L 39	36
□	R 45	L 33 + L 35	32
	R 46	L 33 + L 35 + L 36	32 + 34
	R 47	L 38 + L 39	34
	R 48	L 36 + L 38	34
	R 49	L 38 + L 39	34 + 36
	R 52	L 38 + L 39	36
□	S 43	L 33 + L 35 + L 36	30 + 32
	S 44	L 33 + L 35 + L 36 + L 38	30 + 32 + 34
	S 48	L 38 + L 39	34 + 36
	S 50	L 38 + L 39	36

**Moderne en natuurlijke vormen**

T = TRIANGULAR    O = OVAL    R = RECTANGULAR    S = SQUARE